


アングルロータ Angle Rotor P42AT (RPL42T)



最高回転数 Max speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max R.C.F. (Xg)	kファクタ k factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (× Lcm)	重さ Weight (kg)
42,000	223,000	12	0.23mℓ × 72 = 16.6mℓ	0.7 × 2.1	8.3

* 1 Nominal Vol . * 2 Net Vol .

チューブ Tube					アダプタ Adaptor	キャップ Cap	最高回転数 Max speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max R.C.F (xg)
呼称容量 Vol. * 1 (mℓ)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (× Lcm)	実容量 Vol. * 2 (mℓ)				
0.23	339133A	0.23 PC チューブ 0.23 PC Tube	0.7 × 2.1	0.2	---	---	42,000	223,000
0.23	339675A	0.23 PA チューブ 0.23 PA Tube	0.7 × 2.1	0.2	---	---	42,000	223,000

	品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty
標準付属品	339133A	0.23PAチューブ	2 (200)
Standard Accessories	477354	ロータパッキン	2
Attached to Rotor	433310	ハンドルパッキン	2
	343920A	ホルダーベース	1
	477806A	チューブスタンド	1
	216715	ロータスタンド	1
	84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤)	1
	660557	シリコングリース	1
	320717	コウゲバコ	1
	999494	ロータ運転日誌	1
	* 34644410	—	2

・ * のついた部品は日本国内では付属しません。
Components marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.

・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。
The life management rotor is not provided with P / N 999494 log book and the over-speed disk.