


アングルロータ Angle Rotor R14A3




最高回転速度: 14,000rpm
Max. Speed

最高遠心加速度: 29,100×g
Max. R.C.F.

全容量: 800mℓ = 80mℓ × 10
Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (×g)	
—	F3 スペースキャップ Space Cap S407754		94PA シールチューブ Seal Tube S304301A	φ 3.8×10.4 100mℓ	14,000	29,100	
	—	—	70PC ボトルクミ Bottle Ass'y S308432A	φ 3.8×10.4 55mℓ	14,000	29,100	
	—	—	(80PA ボトルクミ) Bottle Ass'y 332094A	φ 3.8×10.6 60mℓ	14,000	29,100	
	—	—	(80PC ボトル) Bottle Ass'y 327360A	φ 3.8×10.6 60mℓ	14,000	29,100	
	—	キャップレス Capless	—	94SS チューブ Tube 326012A	φ 3.8×10.1 58mℓ	14,000	29,100
11A80 アダプタ Adaptor 336716A  φ 3.8×9.3 NBR	C2-AL キャップクミ Cap Ass'y 424916A 	—	12PE チューブ Tube 325470A	φ 1.6×7.6 10.5mℓ	14,000	29,100	
		—	12PA チューブ Tube 329606A	φ 1.6×7.6 10.5mℓ	14,000	29,100	
		—	12PC チューブ Tube 325751A	φ 1.6×7.6 10.5mℓ	14,000	29,100	
		—	12SS チューブ Tube 326010A	φ 1.6×7.6 10.5mℓ	14,000	29,100	
	—	—	10PC ボトルクミ Bottle Ass'y 325952A	φ 1.6×8.2 8.1mℓ	14,000	29,100	
	—	C2-PP フタ Lid 328478A	—	11PA アツチューブ Thick-Walled Tube 333959A	φ 1.6×8.2 7.9mℓ	14,000	29,100
	—	—	—	11PC アツチューブクミ Thick-Walled Tube 326607A	φ 1.6×8.2 8.3mℓ	14,000	29,100

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。

*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.