

アングルロータ Angle Rotor R17A※ (RR17A)

※ 受注生産ロータ

最高回転速度 : 17,000 rpm


Max. Speed

最大遠心加速度 : 40,900 × g

Max. R. C. F.

























全 容 量 : 700ml = 50ml × 14

Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	M-PPフタ Lid 328479A 		50PAチューブ Tube	φ 2.9 × 10.3 34ml	17,000	40,900
			50PCチューブ Tube	φ 2.9 × 10.3 32ml	17,000	40,900
	—		50PPボトルクミ Bottle Ass'y	φ 2.9 × 10.3 32ml	17,000	40,900
	—		50PCボトルクミ Bottle Ass'y	φ 2.9 × 10.3 33ml	17,000	40,900
	—	キャップレス Capless		50SSチューブ Tube	φ 2.9 × 10.3 36ml	17,000
1.5×2A50アダプタ Adaptor S407652A  φ 2.8 × 10.0 DE	—		1.5ml EPPENDORFチューブ φ 1.1 × 3.9 (市販品) (Marketed) Tube (Eppendorf Tube)	1.5ml	15,000	23,500
10GA50アダプタ Adaptor 336712A  φ 2.9 × 10.1 NBR	キャップレス Capless		10ガラスチューブ Glass Tube	φ 1.2 × 10.5 7.2ml	4,000	2,150
11A50アダプタ Adaptor 336715A  φ 2.9 × 10.1 NBR	C2-ALキャップクミ Cap Ass'y 424916A 		12PEチューブ Tube	φ 1.6 × 7.6 10.5ml	15,000	27,800
			12PAチューブ Tube	φ 1.6 × 7.6 10.5ml	15,000	27,800
			12PCチューブ Tube	φ 1.6 × 7.6 10.5ml	15,000	27,800
			12SSチューブ Tube	φ 1.6 × 7.6 10.5ml	15,000	27,800
	—		10PCボトルクミ Bottle Ass'y	φ 1.6 × 8.2 7.8ml	15,000	27,800
	—	C2-PPフタ Lid 328478A 		11PAアツチューブ Thick-Walled Tube	φ 1.6 × 8.2 7.5ml	15,000
15GA50アダプタ Adaptor 336713A  φ 2.9 × 10.1 NBR (30GA50アダプタ) Adaptor	—		11PCアツチューブクミ Thick-Walled Tube Ass'y	φ 1.6 × 8.2 7.8ml	15,000	27,800
φ 2.9 × 10.1 NBR 	キャップレス Capless		(15Corexチューブ) Tube	φ 1.8 × 10 13ml	15,000	30,500
	キャップレス Capless		(30Corexチューブ) Tube	φ 2.4 × 10.5 23ml	15,000	31,200

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。

*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.