


アングルロータ Angle Rotor R22A※ (RR22A) (RPR20-3)

※ 受注生産ロータ

	R22A/RR22A	RPR20-3
最高回転速度 Max. Speed	22,000rpm	20,000rpm
最高遠心加速度 Max. R.C.F.	54,650 × g	45,170 × g
容量 Nominal Rotor Capacity	126mℓ=7mℓ×18	



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	C2-PPフタ Lid 328478A		7PAチューブ Tube	φ 1.6 × 6.0 6.8mℓ	22,000	54,650
		7PCチューブ Tube	φ 1.6 × 6.0 7mℓ	22,000	54,650	
	キャップレス Capless		7SSチューブ Tube	φ 1.6 × 6.0 6.8mℓ	22,000	54,650
1.5A7アダプタ Adaptor S400740A φ 1.6 × 5.7 DE	—		1.5mℓ EPPENDORFチューブ φ 1.1 × 3.9 (市販品) (Marketed) Tube (Eppendorf Tube)	1.5mℓ	14,000	18,900